

簡単ガイド

安心・安全にご利用いただくために

※取扱説明書、注意事項を必ずご一読の上、このガイドをご利用ください

エアドクター

操作方法

電源ON／OFFの方法

■電源ON

電源プラグをコンセントに差し込むだけで電源が入ります。

■電源OFF

電源プラグをコンセントから抜きます。

体重設定の方法

ご使用者の体重にツマミを回して合わせます。

設定範囲 30 ～ 90Kg



確認

■ポンプ音が異常に大きい

ポンプの上に物がないか確認
他の物との接触を確認

■ポンプが作動しない

コンセントの接続確認

■マットが膨らまない

空気もれの可能性があり
裏面「確認事項」を再確認



■上記の方法で問題が解決しない場合、
ご購入先またはレンタル業者までお問い合わせください。

簡単ガイド

安心・安全にご利用いただくために

※取扱説明書、注意事項を必ずご一読の上、このガイドをご利用ください

使用手順

エアドクター

- 1 専用マットをベッドマットレスに固定
- 2 専用ポンプに送風チューブを接続 …確認
- 3 専用カバーを専用マットに固定
- 4 専用ポンプをベッドの足元に設置
- 5 専用ポンプのプラグをコンセントに差込む
- 6 ご使用者の体重に設定 ※約10分程度で使用可能
- 7 ご使用者をエアマットの上へ移動



確認

■送風チューブを専用ポンプ差し込み口に奥までしっかり差し込む

■送風チューブの折れ曲がり、ベッドへの挟み込みを確認

■エアセルどうしをつなぐ送風チューブがしっかりと接続されていることを確認

エアドクターに関して
「おかしいな?」「故障かな?」「困ったな?」と思った時は
ご購入先またはレンタル業者までお問い合わせください。

店名